

XO FLOW



CONTENT

EXTRAORDINARY DENTISTRY	6
MODULAR AND FUTURE PROOF	10
DENTISTRY MADE SIMPLE AND EASY	22
NEW TRENDS	72
ADVANCED MULTI-USER DENTISTRY	74
XO CARE	90

EXTRAORDINARY DENTISTRY



On average, XO units are used for 17 years – equivalent to more than 30,000 working hours.

Therefore, acquiring a new unit is one of your most important investment decisions.

XO FLOW helps you work smarter, on calm patients, while staying healthy. Probably the best investment you'll ever make.

The cost of ownership – be it depreciation, interest or maintenance – pales in comparison to the extraordinary benefits.

Im Durchschnitt werden XO Einheiten 17 Jahre lang genutzt – das entspricht mehr als 30.000 Arbeitsstunden.

Daher ist die Anschaffung einer neuen Einheit eine Ihrer wichtigsten Investitionsentscheidungen.

XO FLOW hilft Ihnen, smarter zu arbeiten an entspannten Patienten und gesund zu bleiben. Wahrscheinlich die beste Investition, die Sie tätigen werden.

Die Betriebskosten – sei es Abschreibung, Zinsen oder Wartung – verblasen im Vergleich zu den außerordentlichen Vorteilen.

En moyenne, les units XO sont utilisés pendant 17 ans, ce qui équivaut à plus de 30.000 heures de travail.

Par conséquent, l'acquisition d'un nouvel unit est l'une de vos décisions d'investissement les plus importantes.

XO FLOW vous permet de travailler plus intelligemment, sur des patients calmes, tout en restant en bonne santé. Probablement le meilleur investissement que vous ferez.

Le coût de possession – qu'il s'agisse de l'amortissement, des intérêts ou de la maintenance – est dérisoire par rapport aux avantages extraordinaires qu'il procure.

Por término medio, las unidades XO se utilizan durante 17 años, lo que equivale a más de 30.000 horas de trabajo.

Por lo tanto, adquirir una nueva unidad es una de sus decisiones de inversión más importantes.

XO FLOW le ayuda a trabajar de forma más inteligente, con pacientes relajados, mientras se mantiene sano. Probablemente sea la mejor inversión que haga en su vida.

El coste de adquisición – ya sea la depreciación, los intereses o el mantenimiento – palidece en comparación con los extraordinarios beneficios.

In media, i riuniti XO vengono utilizzati per 17 anni, il che equivale a più di 30.000 ore di lavoro.

Pertanto, l'acquisto di un nuovo riunito è una delle decisioni di investimento più importanti.

XO FLOW la aiuta a lavorare in modo più intelligente, su pazienti tranquilli, rimanendo in salute. Probabilmente è il miglior investimento che farete.

Il costo di proprietà – che si tratti di ammortamento, interessi o manutenzione – svanisce rispetto agli straordinari benefici.

I gennemsnit bruges XO units i 17 år – svarende til mere end 30.000 arbejdstimer.

Derfor er anskaffelsen af en ny unit en af dine vigtigste investeringsbeslutninger.

XO FLOW hjælper dig med at arbejde smartere, på rolige patienter, mens du holder dig sund. Sandsynligvis den bedste investering, du kommer til at foretage.

De totale driftsomkostninger – det være sig afskrivning, renter eller vedligeholdelse – blegner i forhold til de ekstraordinære fordele.

MODULAR AND FUTURE PROOF

NO ONE SIZE FITS ALL

XO FLOW is a digital, modular unit that can be configured to your individual needs, professional ambitions and financial opportunities.

From the standard, easy-to-use configuration to advanced multi-user solutions with endless possibilities – and everything in between.

XO FLOW ist eine digitale, modulare Einheit, die nach Ihren individuellen Bedürfnissen, beruflichen Ambitionen und finanziellen Möglichkeiten konfiguriert werden kann.

Von der besonders einfach zu bedienenden Standardkonfiguration bis hin zu fortschrittlichen Mehrbenutzerlösungen mit endlosen Möglichkeiten – und allem dazwischen.

XO FLOW est un unit numérique et modulaire qui peut être configuré en fonction de vos besoins individuels, de vos ambitions professionnelles et de vos possibilités financières.

De la configuration standard, facile à utiliser, aux solutions multi-utilisateurs avancées aux possibilités infinies – et tout ce qu'il y a entre les deux.





XO FLOW es una unidad digital modular que puede configurarse según sus necesidades individuales, sus ambiciones profesionales y sus oportunidades financieras.

Desde la configuración estándar, fácil de usar, hasta soluciones avanzadas multiusuario con infinitas posibilidades, y todo lo que hay entre medias.

XO FLOW è un riunito digitale modulare che può essere configurato in base alle sue esigenze individuali, alle sue ambizioni professionali e alle sue possibilità finanziarie.

Dalla configurazione standard, facile da usare, alle soluzioni multiutente avanzate con infinite possibilità – e tutto quello che c'è in mezzo.

XO FLOW er en digital, modulær unit, der kan konfigureres til dine individuelle behov, professionelle ambitioner og økonomiske muligheder.

Fra standardkonfiguration, som er let at bruge, til avancerede flerbrugerløsninger med uendelige muligheder – og alt derimellem.



STANDARD CONFIGURATION

XO FLOW is a unit for both newcomers and experienced users of XO units.

It is easy to monitor and control all unit and instrument functions due to the Dashboard – a touch-activated screen integrated with the unit's instrument bridge.

As an existing XO user, you can operate the unit handsfree – as you are used to – using the foot control.

Configure XO FLOW with exactly the instruments, features, colors and finishes that you require.

See all the possibilities from page 22.

XO FLOW ist eine Einheit sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Benutzer von XO-Einheiten.

Mit dem Dashboard, einem Touch-aktivierten Bildschirm, der in die Instrumentenbrücke der Einheit integriert ist, können Sie alle Funktionen der Einheit und der Instrumente einfach überwachen und steuern.

Als bestehender XO-Benutzer können Sie die Einheit – wie Sie es gewohnt sind – mit dem Fußanlasser bedienen. Ihre Hände bleiben frei.

Konfigurieren Sie XO FLOW mit genau den Instrumenten, Funktionen, Farben und Oberflächen, die Sie benötigen.

Sehen Sie alle Möglichkeiten ab Seite 22.

XO FLOW est un unit qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs expérimentés d'units XO.

Il est facile de surveiller et de contrôler toutes les fonctions de l'unit et de des instruments grâce au Dashboard, un écran activé tactilement et intégré à la console des instruments de l'unit.

En tant qu'utilisateur de XO, vous pouvez manipuler l'unit en mains libres – comme vous en avez l'habitude – à l'aide de la pédale de commande.

Configurez XO FLOW avec les instruments, les fonctionnalités, les couleurs et les finitions dont vous avez exactement besoin.

Découvrez toutes les possibilités à partir de la page 22.

XO FLOW es una unidad indicada tanto para nuevos usuarios como para usuarios experimentados de unidades XO.

Es fácil utilizar y controlar todas las funciones de la unidad y de los instrumentos gracias al Dashboard, una pantalla de activación táctil integrada en el puente de instrumentos de la unidad.

Como usuario de XO, puede manejar la unidad con manos libres – como está acostumbrado- utilizando el pedal de control.

Configure XO FLOW exactamente con los instrumentos, características, colores y acabados que desee.

Vea todas las posibilidades a partir de la página 22.

XO FLOW è un riunito per i neofiti e per gli utenti esperti di riuniti XO.

È facile monitorare e controllare tutte le funzioni del riunito e degli strumenti dentali grazie al Dashboard, uno schermo ad attivazione tattile integrato nel ponte strumenti del riunito.

Come utente XO esistente, può utilizzare il riunito a mani libere - come è abituato a fare - utilizzando il comando a pedale.

Configuri XO FLOW esattamente con gli strumenti, le caratteristiche, i colori e le finiture che desidera.

Scopra tutte le possibilità a partire da pagina 22.

XO FLOW er en unit til både nybegyndere og erfarne brugere af XO units.

Det er nemt at overvåge og styre alle unit- og instrumentfunktioner takket være Dashboardet, en berøringsaktiveret skærm, der er integreret i unittens instrumentbro.

Som erfaren XO-bruger kan du betjene unitten håndfrit – som du er vant til – ved hjælp af fodkontakten.

Konfigurer XO FLOW med præcis de instrumenter, funktioner, farver og overflader, som du har brug for.

Se alle mulighederne fra side 22.



ADVANCED CONFIGURATION

The advanced XO FLOW configuration includes software options that enable multiple users to work with individual instrument presets and to access XO dental apps on the Navigator – a second touch-activated screen.

Presets make it easy – with just one tap – to select optimal instrument settings for a specific dental procedure.

Unit apps are used for setting up and managing the unit, for handling images/videos and sending e-mails etc.

Remote desktop apps make it possible to interact with software running on one or more remote computers.

Web apps connects directly to web-based solutions.

See more from page 74.

Die erweiterte XO FLOW Konfiguration umfasst Softwareoptionen, die es mehreren Anwendern ermöglichen, mit individuellen Voreinstellungen der Instrumente zu arbeiten und auf XO Dental-Apps auf dem Navigator – einem zweiten Touch-aktivierten Bildschirm – zuzugreifen.

Voreinstellungen machen es einfach – mit nur einem Tap – die optimalen Instrumenteneinstellungen für einen bestimmten zahnmedizinischen Eingriff auszuwählen.

Geräte-Apps dienen zum Konfigurieren und Steuern der Einheit, zum Umgang mit Bildern/Videos, zum Senden von E-Mails usw.

Remote Desktop-Apps ermöglichen die Interaktion mit Software, die auf einem oder mehreren entfernten Computern läuft.

Web-Apps stellen eine direkte Verbindung zu webbasierten Lösungen her.

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 74.

La configuration avancée XO FLOW comprend des options logicielles qui permettent à plusieurs utilisateurs de travailler avec des préréglages d'instruments individuels et d'accéder aux applications dentaires XO sur le Navigator – un second écran activé tactilement.

Les préréglages permettent de sélectionner facilement – en un seul touché – les réglages optimaux des instruments pour une procédure dentaire spécifique.

Les applications de l'Unit permettent de configurer et de contrôler l'unit, de gérer des applications Images/vidéos, d'envoyer des courriels, etc.

Les applications Bureau à distance permettent d'interagir avec des logiciels fonctionnant sur un ou plusieurs ordinateurs distants.

Les application Web permettent de se connecter directement à des solutions basées sur le web.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 74

La configuración avanzada de XO FLOW incluye opciones de software que permiten a varios usuarios trabajar con presets de instrumentos individuales y acceder a las aplicaciones dentales XO en el Navigator, una segunda pantalla de activación táctil.

Los presets facilitan – con un solo toque – la selección de los ajustes óptimos de los instrumentos para un procedimiento odontológico específico.

Las aplicaciones Unidad se utilizan para configurar y gestionar la unidad, para manejar imágenes/vídeos y enviar correos electrónicos, etc.

Las aplicaciones de Escritorio remoto permiten interactuar con software que se ejecuta en uno o varios ordenadores remotos.

Las aplicaciones Web conectan directamente con soluciones basadas en la web.

Más información a partir de la página 74.

La configurazione avanzata di XO FLOW comprende opzioni software che consentono a più utenti di lavorare con preimpostati individuali dello strumento e di accedere alle applicazioni dentali XO sul Navigator, un secondo schermo attivato dal tocco.

I preimpostati facilitano, con un solo tocco, la selezione delle impostazioni ottimali degli strumenti dentali per una specifica procedura odontoiatrica.

Le applicazioni Riunito vengono utilizzate per impostare e gestire il riunito, per manovrare immagini/video e inviare e-mail, ecc.

Le applicazioni per Desktop remoto consentono di interagire con il software in esecuzione su uno o più computer remoti.

Le applicazioni web si collegano direttamente alle soluzioni basate sul web.

Per saperne di più, vada a pagina 74.

Den avancerede XO FLOW konfiguration omfatter software options, der gør det muligt for flere brugere at arbejde med individuelle instrument presets og få adgang til XO dental apps på Navigatoren – en anden berøringsaktiveret skærm.

Presets gør det nemt – med ét enkelt tryk – at vælge optimale instrumentindstillinger for en konkret behandling.

Unit apps bruges til opsætning og styring af uniten, til håndtering af billeder/videoer og til at sende e-mails osv.

Fjernskrivebords apps gør det muligt at interagere med software, der kører på en eller flere fjerncomputere.

Web-apps forbinder direkte til webbaserede løsninger.

Se mere fra side 74.

XO FLOW EVOLVES WITH YOU

Choose the XO FLOW solution that fits your current needs and desires.

Throughout the unit's 20-year service life, you can upgrade with display solutions, additional instruments, extra accessories and software options when you need it, making sure that the unit evolves with you.

Wählen Sie die XO FLOW Lösung, die Ihren aktuellen Bedürfnissen und Wünschen entspricht.

Während der 20-jährigen Service Lebensdauer der Einheit können Sie bei Bedarf Display-Lösungen, zusätzliche Instrumente, Zubehör und Software-Optionen aufrüsten und so sicherstellen, dass sich die Einheit mit Ihnen weiterentwickelt.

Choisissez la solution XO FLOW qui correspond à vos besoins et désirs actuels.

Tout au long de la durée de service de 20 ans de l'unité, vous pouvez l'équiper de solutions d'affichage, d'instruments supplémentaires, d'accessoires supplémentaires et d'options logicielles lorsque vous en avez besoin, afin de vous assurer que l'unité évolue avec vous.

Scelga la soluzione XO FLOW che si adatta alle sue esigenze e ai suoi desideri attuali.


Nel corso dei 20 anni di ciclo di vita del riunito, potrà effettuare l'upgrade con soluzioni di visualizzazione, strumenti dentali aggiuntivi, accessori supplementari e opzioni software quando ne avrà bisogno, assicurandosi che il riunito si evolva con lei.

Elija la solución XO FLOW que se adapte a sus necesidades y deseos actuales.

A lo largo de los 20 años de vida útil de la unidad, podrá actualizarla con soluciones de visualización, instrumentos adicionales, accesorios extra y opciones de software cuando lo necesite, asegurándose de que la unidad evoluciona con usted.

Vælg den XO FLOW løsning, der passer til dine nuværende behov og ønsker.

Igennem hele unittens 20-årige serviceliv har du mulighed for at opgradere med flere instrumenter, mere tilbehør og software options, når du har brug for det. Du kan være sikker på, at unitten udvikler sig sammen med dig.







Instrument module
Luzzani syringe

REF	FL-100
XO#	AP-989 / 1
SN	



Instrument module
Air instrument (turbine)

REF	FL-110
XO#	AP-302 / 3
SN	



Instrument module
Blen-Air micromotor &
Air instrument (turbine)

REF	FL-111
XO#	AP-325 / 3
SN	



Instrument module
XO ODONTOSCALER

REF	FL-131
XO#	AR-077 / 1
SN	



Instrument module
XO ODONTOCURE

REF	FL-140
XO#	AR-078 / 1
SN	



Instrument
Camera

CONTINUOUS INNOVATION

Now and in the future, we continuously strive to improve XO FLOW with new software features and options, new workflow solutions, new instruments and instrument modules and more.

Due to the modular design and the software architecture you can as XO FLOW customer always benefit from the new innovations.

Aujourd'hui et à l'avenir, nous nous efforçons continuellement d'améliorer XO FLOW avec de nouvelles fonctionnalités et options logicielles, de nouvelles solutions de travail, de nouveaux instruments et modules d'instruments, etc.

Grâce à la conception modulaire et à l'architecture logicielle, vous pouvez, en tant que client de XO FLOW, bénéficier en permanence des nouvelles innovations.

Ora e in futuro, ci impegniamo continuamente a migliorare XO FLOW con nuove funzioni e opzioni software, nuove soluzioni di flusso di lavoro, nuovi strumenti e moduli di strumenti e altro ancora.

Grazie al design modulare e all'architettura del software, in qualità di cliente XO FLOW potrà sempre beneficiare delle nuove innovazioni.

Jetzt und in Zukunft arbeiten wir kontinuierlich daran, XO FLOW mit neuen Softwarefunktionen und -optionen, neuen Workflow-Lösungen, neuen Instrumenten und Instrumentenmodulen und mehr zu verbessern.

Dank des modularen Aufbaus und der Softwarearchitektur können Sie als XO FLOW Kunde immer von den neuen Innovationen profitieren.

Ahora y en el futuro, nos esforzamos continuamente por mejorar XO FLOW con nuevas funciones y opciones de software, nuevas soluciones de flujo de trabajo, nuevos instrumentos y módulos de instrumentos y mucho más.

Gracias al diseño modular y a la arquitectura del software, como cliente de XO FLOW siempre podrá beneficiarse de las nuevas innovaciones.

Nu og i fremtiden arbejder vi løbende på at forbedre XO FLOW med nye softwarefunktioner og -muligheder, nye workflow-løsninger, nye instrumenter og instrumentmoduler og meget mere.

Takket være det modulære design og softwarearkitekturen kan du som XO FLOW kunde altid drage fordel af de nye innovationer.



**DENTISTRY MADE
SIMPLE AND EASY**

The Dashboard – a touch-activated graphical user interface integrated with the instrument bridge – is the center piece of XO FLOW.

This novelty in dentistry is what makes the unit intuitive and easy to use and guides you and your assistant through the daily work.

Le Dashboard – une interface utilisateur graphique activée tactilement et intégrée à la console de l'instrument – est la pièce maîtresse de XO FLOW.

Cette nouveauté en dentisterie est ce qui rend l'unit intuitif et facile à utiliser et vous guide, vous et votre assistante, dans votre travail quotidien.

Il Dashboard – un'interfaccia grafica utente attivata dal tocco e integrata nella tavoletta odontoiatrica – è il pezzo forte di XO FLOW.

Questa novità nel campo dell'odontoiatria rende il riunito intuitivo e facile da usare e guida lei e il suo assistente nel lavoro quotidiano.

Das Dashboard – eine Touch-aktivierte grafische Benutzeroberfläche, die in die Instrumentenbrücke integriert ist – ist das Herzstück von XO FLOW.

Dank dieser Neuheit in der Zahnmedizin ist die Einheit intuitiv und einfach zu bedienen und führt Sie und Ihre Assistenz durch die tägliche Arbeit.

El Dashboard – una interfaz gráfica de usuario de activación táctil integrada en el puente de instrumentos – es la pieza central de XO FLOW.

Esta novedad en odontología es lo que hace que la unidad sea intuitiva y fácil de usar y le guíe a usted y a su asistente en el trabajo diario.

Dashboardet – en touch-aktiveret grafisk brugergrænseflade, der er integreret i instrumentbroen – er det centrale element i XO FLOW.

Denne nyhed inden for tandplejen gør unitten intuitiv og nem at bruge og guider dig og din assistent gennem det daglige arbejde.





Using the Dashboard makes it easy to monitor and control all unit functions – without losing focus on the patient.

It is designed with a reinforced glass front, a thin protective steel frame and a self-adhesive protection foil.

Wearing gloves is no hindrance.

Configure the buttons to your own liking.

Mit dem Dashboard können Sie alle Funktionen der Einheit einfach überwachen und steuern – ohne dabei den Patienten aus den Augen zu verlieren.

Es ist mit einer verstärkten Glasfront, einem dünnen schützenden Stahlrahmen und einer selbstklebenden Schutzfolie ausgestattet.

Das Tragen von Handschuhen ist kein Hindernis.

Konfigurieren Sie die Tasten nach Ihren eigenen Vorstellungen.


Le Dashboard vous permet de surveiller et de contrôler facilement toutes les fonctions de l'unité, sans perdre de vue le patient.

Il est conçu avec une façade en verre renforcé, un cadre de protection fin en acier et un film de protection autocollant.

Le port de gants n'est pas un obstacle.

Configurez les boutons à votre guise.

WORK SMARTER



El uso del Dashboard facilita la supervisión y el control de todas las funciones de la unidad, sin perder sin perder el foco en el paciente.

Está diseñado con un frontal de cristal reforzado, un fino marco protector de acero y una lámina protectora autoadhesiva.

Llevar guantes no es ningún impedimento.

Configure los pulsadores a su gusto.

Utilizzando la Dashboard, è facile monitorare e controllare tutte le funzioni del riunito, senza perdere la concentrazione sul paziente.

È progettato con un vetro frontale rinforzato, una sottile cornice protettiva in acciaio e una pellicola di protezione autoadesiva.

Indossare i guanti non è un ostacolo.

Configuri i tasti a suo piacimento.

Dashboardet gør det nemt at overvåge og styre alle unittens funktioner – uden at miste fokus på patienten.

Det er designet med en forstærket glasfront, en tynd beskyttende stålramme og en selvklæbende beskyttelsesfolie.

Det er ingen hindring at bruge handsker.

Konfigurer knapperne efter din egen smag.

EASY TO MONITOR AND ADJUST INSTRUMENT DATA

When you lift an instrument, the control window opens.

With the little finger of the hand holding the instrument you can for example use the “red” slider to adjust the maximum speed.

The automatic chip blow provides a constant clear eyesight each time the instrument stops – without changing to/from the syringe. Enable the automatic chip blow with .

Wenn Sie ein Instrument anheben, öffnet sich das Kontrollfenster.

Mit dem kleinen Finger der Hand, die das Instrument hält, können Sie zum Beispiel mit dem “roten” Schieber die maximale Drehzahl anpassen.

Der automatische Chip-Blow sorgt bei jedem Stopp des Instruments für eine konstant klare Sicht – ohne Wechsel zur/ von der Spritze. Aktivieren Sie den automatischen Chip-Blow mit .

Lorsque vous soulevez un instrument, la fenêtre de contrôle s'ouvre.

Avec l'auriculaire de la main qui tient l'instrument, vous pouvez par exemple utiliser le curseur “rouge” pour ajuster la vitesse maximale.

Le chip blower automatique vous permet d'avoir une vision claire à chaque fois que l'instrument s'arrête – sans changer de seringue. Activez le chip blower automatique avec .

Al levantar un instrumento, se abre la ventana de control.

Con el dedo meñique de la mano que sujeta el instrumento puede utilizar, por ejemplo, el cursor “rojo” para ajustar la velocidad máxima.

El soplado automático de virutas proporciona una visión clara y constante cada vez que se detiene el instrumento, sin necesidad de cambiar de jeringa. Active el chip blow automático con .

Quando solleva uno strumento, si apre la finestra di controllo.


Con il mignolo della mano che tiene lo strumento, può ad esempio utilizzare il cursore ‘rosso’ per regolare la velocità massima.

Il chip blow automatico fornisce una visione chiara e costante ogni volta che lo strumento si ferma - senza dover cambiare da e/o verso la siringa. Attivi il chip blow automatico con .

Når du løfter et instrument, åbnes kontrolvinduet.

Med lillefingeren af den hånd, der holder instrumentet, kan du fx bruge den “røde” slider til at justere den maksimale hastighed.

Det automatiske chipblow giver et konstant uhindet syn hver gang instrumentet stoppe uden at skifte til/fra sprøjten. Aktivér det automatiske chipblow med .





XO FLOW

BIEN-AIR MX2

100 - 40,000
RPM

BIEN-AIR M

ENTRY

POS 1

POS 2



STAY FOCUSED ON THE PATIENT





Place the instrument bridge near the oral cavity close to the patient's chest.

This enables you and the assistant to see instruments and the Dashboard in the peripheral field of vision.

Platzieren Sie die Instrumentenbrücke in der Nähe der Mundhöhle über der Brust des Patienten.

So können Sie und die Assistenz die Instrumente und das Dashboard im peripheren Sichtfeld sehen.

Placez la console instruments près de la cavité buccale, à proximité de la poitrine du patient.

Cela vous permet, ainsi qu'à l'assistant, de voir les instruments et le Dashboard dans le champ de vision périphérique.

Coloque el puente de instrumentos cerca de la cavidad bucal, encima del tórax del paciente.

Esto le permite a usted y al asistente ver los instrumentos y el Dashboard en el campo de visión periférico.

Collochi la tavoletta odontoiatrica vicino alla cavità orale, vicino al torace del paziente.

Questo consente a lei e all'assistente di vedere gli strumenti e la Dashboard nel campo visivo periferico.

Placer instrumentbroen i nærheden af mundhulen tæt på patientens brystkasse.

Det giver dig og assistenten mulighed for at se instrumenter og Dashboardet i det perifere synsfelt.



HANDS FREE OPERATION

Use the foot control to activate the selected instrument.

As an alternative to using the Dashboard you can also – handsfree – switch spray on/off, select maximum speed/power etc., set the amount of spray water and operate the patient chair etc.

Configure the foot control functions to your liking.

Verwenden Sie den Fußanlasser, um das ausgewählte Instrument zu aktivieren.

Alternativ zur Verwendung des Dashboards können Sie auch – freihändig – das Spray ein-/ausschalten, die maximale Drehzahl/Leistung wählen, die Menge des Spraywassers einstellen, den Patientenstuhl bedienen etc.

Konfigurieren Sie die Funktionen des Fußanlasser nach Ihren Wünschen.

Utilisez la pédale de commande pour activer l'instrument sélectionné.

Au lieu d'utiliser le Dashboard, vous pouvez également – en gardant les mains libres – activer/désactiver le spray, sélectionner la vitesse/puissance maximale, etc., régler la quantité d'eau du spray et actionner le fauteuil patient, etc.

Configurez les fonctions de la pédale de commande à votre convenance.

Utilice el pedal de control para activar el instrumento seleccionado.

Como alternativa al uso del Dashboard, también puede – manos libres – activar/desactivar el spray, seleccionar la velocidad/potencia máxima, etc., ajustar la cantidad de agua de spray y accionar el sillón del paciente, etc.

Configure las funciones del pedal de control a su gusto.

Utilizzi il comando a pedale per attivare lo strumento selezionato.

In alternativa all'uso del Dashboard, può anche – a mani libere – attivare/disattivare lo spray, selezionare la velocità/potenza massima, eccetera, impostare la quantità di spray acqua e azionare la poltrona per il paziente, eccetera.

Configuri le funzioni del comando a pedale a suo piacimento.

Brug fodkontakten til at aktivere det valgte instrument.

Som et alternativ til at bruge Dashboardet kan du også – håndfrit – slå spray til/fra, vælge maksimal hastighed/effekt osv., indstille mængden af sprayvand og betjene patientstolen osv.

Konfigurer fodkontaktens funktioner som du ønsker.

SCREEN OPTIONS

Choose between the Navigator with a long and flexible arm – or a 27" UHD screen on a short arm.

Wählen Sie zwischen dem Navigator an einem langen und flexiblen Arm – oder einem 27" UHD-Bildschirm an einem kurzen Arm.

Choisissez entre le Navigator sur un bras long et flexible – ou un écran UHD de 27 pouces sur un bras court.

Elija entre el Navigator en un brazo largo y flexible – o una pantalla UHD de 27" en un brazo corto.

Scelga tra Navigator su un braccio lungo e flessibile – o uno schermo UHD da 27 pollici su un braccio corto.

Vælg mellem Navigatoren på en lang og fleksibel arm – eller en 27" UHD-skærm på en kort arm.







THE NAVIGATOR

The Navigator is a touch-activated screen on a flexible arm making it possible to position the screen near the treatment area.

The Navigator can be used to monitor and control software running on a praxis computer when this is connected to the same local area network as the unit.

An advanced configuration with XO dental apps is realized when an XO FLOW unit with Navigator is enhanced with software options. See more from page 74.

Der Navigator ist ein Touch-aktivierter Bildschirm an einem flexiblen Arm, der es ermöglicht, den Bildschirm in der Nähe des Behandlungsbereichs zu positionieren.

Der Navigator kann zur Überwachung und Steuerung von Software verwendet werden, die auf einem Praxisrechner läuft, wenn dieser mit demselben lokalen Netzwerk wie die Einheit verbunden ist.

Eine erweiterte Konfiguration mit XO Dental-Apps wird möglich, wenn eine XO FLOW Einheit mit Navigator mit Softwareoptionen ausgerüstet wird. Siehe mehr ab Seite 74

Le Navigator est un écran activé tactilement sur un bras flexible permettant de positionner l'écran à proximité de la zone de traitement.

Le Navigator peut être utilisé pour surveiller et contrôler les logiciels fonctionnant sur un ordinateur distant du cabinet lorsque celui-ci est connecté au même réseau local que l'unit.

Une configuration avancée avec les applications dentaires XO est possible lorsqu'un unit XO FLOW avec Navigator est enrichi d'options logicielles. En savoir plus à partir de la page 74.

El Navigator es una pantalla de activación táctil en un brazo flexible que permite colocar la pantalla cerca de la zona de tratamiento.

El Navigator puede utilizarse para supervisar y controlar el software que se ejecuta en un ordenador praxis cuando éste está conectado a la misma red de área local que la unidad.

Una configuración avanzada con aplicaciones dentales XO se realiza cuando una unidad XO FLOW con Navigator se mejora con opciones de software. Más información a partir de la página 74.

Il Navigator è uno schermo attivato dal tocco su un braccio flessibile che consente di posizionare lo schermo vicino all'area di trattamento.

Il Navigator può essere utilizzato per monitorare e controllare il software in esecuzione su un computer praxis, quando questo è collegato alla stessa rete locale del riunito.

Una configurazione avanzata con le applicazioni dentali XO si realizza quando un riunito XO FLOW con Navigator viene arricchito di opzioni software. Per saperne di più, vada a pagina 74.

Navigatoren er en berøringsaktiveret skærm på en fleksibel arm, der gør det muligt at placere skærmen i nærheden af behandlingsområdet.

Navigatoren kan bruges til at overvåge og styre software, der kører på en klinik-computer, når den er tilsluttet det samme lokale netværk som unitten.

En avanceret konfiguration med XO dental apps opnås, når en XO FLOW unit med Navigator udbygges med softwareoptions. Se mere fra side 74.



UHD screen





Choose between eleven patient chair colors, standard or soft cushions, ten Comfort fabric colors and five skai colors.

Wählen Sie zwischen elf Patientenstuhl-Farben, Standard- oder weichen Polstern, zehn Comfort Bezugsstoff-Farben und fünf Skai-Farben.



Vous avez le choix entre onze couleurs de fauteuils patients, des selleries standard ou souples, dix couleurs de revêtement Comfort et cinq couleurs de skai.

Elija entre once colores para el sillón del paciente, cojines estándar o blandos, diez colores de tela Comfort y cinco colores de skai.

Scelga tra undici colori di poltrona per il paziente, cuscini standard o morbidi, dieci colori di tessuto Comfort e cinque colori skai.

Vælg mellem elleve farver af patientstolen, standard eller blødt polster, ti farver Comfort stof og fem skai-farver.

Configure your XO FLOW unit
with – or without cuspidor and
cup filler.

Konfigurieren Sie Ihre XO
FLOW Einheit mit – oder
ohne Mundspülbecken und
Becherfüller.

Configurez votre unit XO FLOW
avec – ou sans crachoir et
remplissage des gobelets.

Configure su unidad XO FLOW
con – o sin escupidera y
dispensador agua.

Configuri il suo riunito XO FLOW
con – o senza sputacchiera ed
erogatore acqua.

Konfigurer din XO FLOW-unit
med – eller uden fontæne og
kopfylder.







SUPERB INFECTION CONTROL

It is simple and fast to clean and disinfect the unit.

At startup/shutdown the water and suction lines are automatically disinfected.

It is easy to remove all handles, suction nozzles, cuspidor bowl, cup holder and the instrument holder for disinfection.

All surfaces are smooth, and the metal parts are coated with antibacterial powder paint.

Die Reinigung und Desinfektion der Einheit ist extrem einfach und schnell.

Beim Einschalten/Abschalten werden die Wasser- und Absaugleitungen automatisch desinfiziert.

Alle Griffe, Saugdüsen, Mundspülbecken, Becherhalter und Instrumentenhalter lassen sich zum Zweck der Desinfektion leicht abnehmen.

Alle Oberflächen sind glatt, und die Metallteile sind mit einer antibakteriellen Pulverbeschichtung versehen.

Le nettoyage et la désinfection de l'unité est facile et rapide.

Au démarrage/à l'arrêt, les conduites d'eau et d'aspiration sont automatiquement désinfectées.

Il est facile de retirer toutes les poignées, les buses d'aspiration, le crachoir, le porte-gobelet et le support pour instruments pour permettre la désinfection.

Toutes les surfaces sont lisses et les parties métalliques sont recouvertes d'une peinture en poudre antibactérienne.



La limpieza y desinfección de la unidad es fácil y rápida.

En el momento de la puesta en marcha/parada, los conductos de agua y aspiración se desinfectan automáticamente.

Es fácil retirar todas las manijas, boquillas de aspiración, escupidera, portavasos y el soporte de instrumentos para desinfección.

Todas las superficies son lisas y las piezas metálicas están recubiertas con pintura en polvo antibacteriana.

È estremamente facile e veloce pulire e disinfettare il riunito.

All'avvio/spengimento, le linee dell'acqua e dell'aspirazione vengono disinfettate automaticamente.

È facile rimuovere tutte le maniglie, gli ugelli di aspirazione, la sputacchiera, il portabicchieri e il supporto strumenti per la disinfezione.

Tutte le superfici sono lisce e le parti metalliche sono rivestite con vernice a polvere antibatterica.

Det er nemt og hurtigt at rengøre og desinficere unitten.

Ved opstart/nedlukning desinficeres vand- og sugeledningerne automatisk.

Det er nemt at fjerne alle håndtag, sugedyse-kapper, fontæneskål, kopholder og instrumentholder for desinfektion.

Alle overflader er glatte, og metaldelene er beskyttet af antibakteriel pulvermaling.



The instrument holder is fitted with magnets and the cover can easily be exchanged and autoclaved.

Der Instrumentenhalter ist mit Magneten ausgestattet und die Abdeckung kann leicht ausgetauscht und autoklaviert werden.

Le repose instruments est équipé d'aimants et le revêtement peut être facilement remplacé et stérilisé à l'autoclave.

El soporte de instrumentos está provisto de imanes y la cubierta puede cambiarse fácilmente y esterilizarse en autoclave.

Il coperchio supporto strumenti è dotato di magneti e il coperchio può essere facilmente sostituito e sterilizzato in autoclave

Instrumentholderen er udstyret med magneter, og coveret kan nemt udskiftes og autoklaveres.



Place the instrument bridge in the working position over the patient's chest. The patient neither sees nor touches the instruments.

The chair is extremely comfortable with ideal support of the neck and arms.

The cushions may be fitted with XO Comfort fabric that allows the patient's skin to "breathe".

The chair has an automatic safety stop.

Bringen Sie die Instrumentenbrücke in die Arbeitsposition über die Brust des Patienten. Der Patient kann die Instrumente weder sehen noch berühren.

Der Stuhl ist äußerst bequem und bietet ideale Unterstützung für Nacken und Arme.

Die Polster können mit XO Comfort Bezugstoff ausgestattet sein, der die Haut des Patienten „atmen“ lässt.

Der Stuhl verfügt über einen automatischen Sicherheitsstopp.

Placez la console instruments en position de travail au-dessus de la poitrine du patient. Le patient ne voit ni ne touche les instruments.

Le fauteuil est extrêmement confortable et offre un soutien idéal pour le cou et les bras.

Les selleries peuvent être équipées du revêtement XO Comfort qui permet à la peau du patient de « respirer ».

Le fauteuil est équipé d'un arrêt de sécurité automatique.

Coloque el puente de instrumentos en posición de trabajo sobre el pecho del paciente. El paciente ni ve ni toca los instrumentos.

El sillón es extremadamente cómodo con un apoyo ideal del cuello y los brazos.

Los cojines pueden llevar una tela XO Comfort que permite que la piel del paciente «respire».

El sillón dispone de un tope de seguridad automático.

Posizionare la tavoletta odontoiatrica in posizione di lavoro sopra il torace del paziente. Il paziente non vede né tocca gli strumenti.

La poltrona è estremamente confortevole, con un sostegno ideale del collo e delle braccia.

I cuscini possono essere dotati di tessuto XO Comfort che permette alla pelle del paziente di "respirare".

La poltrona è dotata di un arresto automatico di sicurezza.

Anbring instrumentbroen i arbejdsstillingen over patientens brystkasse. Patienten hverken ser eller rører instrumenterne.

Stolen er ekstremt komfortabel med ideel støtte til nakke og arme.


Hynderne kan leveres med XO Comfort-stof, der gør det muligt for patientens hud at "ånde".


Stolen har et automatisk sikkerhedsstopp.



MAXIMUM COMFORT







SIT AND SEE WELL AT THE SAME TIME



Sit in the upright balanced position and maintain the natural curvature of the spine.

Combine six patient head positions with four operator positions and see all surfaces of all teeth, while sitting well.

Sitzen Sie in der aufrecht-ausbalancierten Position und erhalten Sie dabei die natürliche Krümmung der Wirbelsäule.

Kombinieren Sie sechs Kopfpositionen des Patienten, mit vier Positionen der Behandler und sehen Sie alle Oberflächen aller Zähne, während Sie gut sitzen.

Asseyez-vous en position assis-debout et maintenez la courbure naturelle de la colonne vertébrale.

Combinez six positions de la tête du patient avec quatre positions de l'opérateur et voyez toutes les surfaces de toutes les dents en étant bien assis.

Siéntese en posición erguida y equilibrada y mantenga la curvatura natural de la columna vertebral.





Combine seis posiciones de la cabeza del paciente con cuatro posiciones del operador y vea todas las superficies de todos los dientes mientras está bien sentado.

Sieda in posizione eretta ed equilibrata e mantenga la naturale curvatura della colonna vertebrale.


Combina sei posizioni della testa del paziente con quattro posizioni dell'operatore e vede tutte le superfici di tutti i denti stando ben seduto.

Sid i en opret balanceret stilling, og bevar rygsøjle's naturlige krumning.

Kombiner seks patienthovedpositioner med fire operatørpositioner, og se alle overflader af alle tænder, mens du sidder godt.



XO BRIGHT LIGHT





Powerful shadowless light,
parallel to your line of sight.
Switch easily to the composite
function.

Leistungsstarkes schattenloses
Licht, parallel zu Ihrer Sichtlinie.
Einfaches Umschalten auf die
Composite-Funktion.

Puissant scialytique sans ombre,
parallèle à votre axe de vision.
Passage facile à la fonction
composite.

Potente luz de quirófano sin
sombras, paralela a su línea de
visión.

Cambie fácilmente a la función
compuesta.

Lampada potente e senza ombre,
parallela alla sua linea visiva.

Passa facilmente alla funzione
composita.

Kraftigt, skyggeløst lys, parallelt
med din synsretning.

Skift nemt til komposittfunktionen.

Balanced suspensions lift off the weight of the instruments.

You avoid strain on fingers, hands, arms and shoulders

Balancierte Instrumentenaufhängungen heben das Gewicht der Instrumente auf.

Sie vermeiden eine Belastung der Finger, Hände, Arme und Schultern.

Les suspensions équilibrées soulagent le poids des instruments.

Vous évitez les tensions sur les doigts, les mains, les bras et les épaules.

Las suspensiones equilibradas alivian el peso de los instrumentos.


Se evita la tensión en dedos, manos, brazos y hombros.

Le sospensioni bilanciate sollevano il peso degli strumenti.

Si evita di affaticare le dita, le mani, le braccia e le spalle

Balanceophængene ophæver instrumenternes vægt.

Du undgår belastning af fingre, hænder, arme og skuldre.



PERFECT BALANCE





CLICK-ON TRAYS

Click one or two trays onto the instrument bridge.

Use the clinic's own metal trays – or XO Trays in stainless steel.

Klicken Sie ein oder zwei Trays unter die Instrumentenbrücke.

Verwenden Sie die in der Praxis vorhandenen Metalltrays – oder die XO Trays aus Edelstahl.

Cliquez un ou deux plateaux sous la console des instruments.

Utilisez les plateaux métalliques de la clinique – ou les plateaux XO en acier inoxydable.

Encaje una o dos bandejas en el puente de instrumentos.

Utilice las bandejas metálicas propias de la clínica o las XO Tray de acero inoxidable.

Clicchi uno o due tray sulla tavoletta odontoiatrica.

Utilizzi i tray in metallo della clinica – o gli XO Tray in acciaio inossidabile

Klik et eller to trays på instrumentbroen.

Brug klinikkens egne metal-trays – eller XO Trays i rustfrit stål.



Place the suction in any position and work right- or left-handed in duo or solo.

Converting the unit from right- to left-handed operation takes just a few moments.

Platzieren Sie die Absaugung in jeder beliebigen Position und arbeiten Sie als Rechts- oder Linkshänder im Duo oder Solo.

Die Umstellung der Einheit von Rechts- auf Linkshänderbetrieb dauert nur wenige Augenblicke

Placez l'aspiration dans n'importe quelle position et travaillez en duo ou en solo, que vous soyez droitier ou gaucher.

Le passage de l'unit d'une utilisation pour droitier à une utilisation pour gaucher ne prend que quelques instants.





Coloque la aspiración en cualquier posición y trabaje a derechas o a izquierdas en dúo o en solo.


La conversión de la unidad para que funcione con la mano derecha a la izquierda sólo lleva unos instantes.

Posizioni l'aspirazione in qualsiasi posizione e lavori con la mano destra o sinistra, in duo o da solo.

La conversione del riunito dall'uso con la mano destra a quello con la mano sinistra richiede solo pochi istanti.

Placer suget i enhver position, og arbejd højre- eller venstrehåndet i duo eller solo.

Det tager kun et øjeblik at konvertere unitten fra højre- til venstrehåndsbetjening.



AMBIDEX

After use, the suction hoses are automatically repositioned in the suction hose holder.

Nach dem Gebrauch werden die Absaugschläuche automatisch wieder in den Saugschlauch-Halter zurückgeführt.

Après utilisation, les tuyaux d'aspiration sont automatiquement repositionnés dans le support d'aspiration.



Tras su uso, los tubos de aspiración se vuelven a colocar automáticamente en el soporte de aspiración.

Dopo l'uso, i tubi di aspirazione vengono riposizionati automaticamente nel supporto di aspirazione.

Efter brug repositionernes sugeslangerne automatisk i sugeslangeholderen.



SAVE TIME: WORK DUO

Work fourhanded and increase the productivity.

Arbeiten Sie vierhändig und steigern Sie die Produktivität.

Travaillez à quatre mains et augmentez votre productivité.

Trabaje a cuatro manos y aumente la productividad.

Lavorare a quattro mani e aumentare la produttività.

Arbejd firhændigt og forøg produktiviteten.





WORK SOLO: SAVE COSTS

Be your own assistant.

Seien Sie Ihre eigene Assistenz.

Soyez votre propre assistant.

Sea su propio asistente.

Sia il suo assistente personale.

Vær din egen assistent.







SAVE COSTS

Fit the unit in a treatment room of only 6 m². Save rental costs or design the clinic with more treatment rooms and increase patient turnover.

The unit only needs preventive service every second year.

The built-in TeamViewer application makes it possible to connect online to a remote service technician for monitoring and intervention.

Montieren Sie die Einheit in einem Behandlungsraum von nur 6 m². Sparen Sie Mietkosten oder gestalten Sie die Klinik mit mehr Behandlungsräumen und erhöhen Sie den Durchlauf an Patienten.

Die Einheit benötigt nur alle zwei Jahre eine vorbeugende Wartung.

Die integrierte TeamViewer-Anwendung ermöglicht es einem Service-Techniker Sie zu unterstützen, ohne in die Klinik zu kommen.

Installez l'unit dans une salle de traitement de seulement 6 m². Économisez les frais de location ou concevez la clinique avec davantage de salles de traitement et augmentez le nombre de patients.

L'unit ne nécessite qu'un service préventif tous les deux ans.

L'application TeamViewer intégrée permet de se connecter en ligne à un technicien de service à distance pour la surveillance et l'intervention.

Instale la unidad en un gabinete de sólo 6 m². Ahorre costes de alquiler o diseñe la clínica con más gabinetes y aumente la rotación de pacientes.

La unidad sólo necesita servicio de mantenimiento cada dos años. La aplicación integrada TeamViewer hace posible que un técnico de mantenimiento a distancia le asista sin necesidad de visitar la clínica.

Può inserire il riunito in una sala trattamenti di soli 6 m². Risparmia i costi di affitto o progetta la clinica con più sale trattamenti e aumenta il turnover dei pazienti.

Il riunito necessita solo di un tagliando di prevenzione ogni due anni.

L'applicazione TeamViewer integrata consente di collegarsi online a un tecnico dell'assistenza remota per il monitoraggio e l'intervento.

Installér unitten i et behandlingsrum på kun 6 m². Spar lejeomkostninger eller indret klinikken med flere behandlingsrum og forøg patientomsætningen.

Unitten har kun brug for forebyggende service hvert andet år.

Den indbyggede TeamViewer-applikation gør det muligt at oprette onlineforbindelse til en fjernservicetekniker for overvågning og indgriben.

20-YEAR SERVICE LIFE

XO FLOW is built of steel, cast aluminum and high-grade materials.

It is engineered to last for 20 years.

The digital and modular design makes it possible to upgrade software and hardware components.

Throughout the service life we guarantee technical support and delivery of spare parts.

XO FLOW ist aus Stahl, Aluminiumguss und hochwertigen Materialien gefertigt.

Es ist für eine Lebensdauer von 20 Jahren konstruiert.

Das digitale und modulare Design ermöglicht es, Software- und Hardwarekomponenten aufzurüsten.

Während der gesamten Service Lebensdauer garantieren wir technische Unterstützung und die Lieferung von Ersatzteilen.

XO FLOW est construite en acier, en fonte d'aluminium et en matériaux de haute qualité.

Il est conçu pour durer 20 ans.

La conception numérique et modulaire permet de mettre à jour les composants logiciels et matériels.

Pendant toute la durée de service, nous garantissons l'assistance technique et la livraison des pièces détachées.



XO FLOW está construida en acero, aluminio fundido y materiales de alta calidad.

Está diseñada para durar 20 años.

El diseño digital y modular permite actualizar los componentes de software y hardware.

Durante toda la vida útil garantizamos la asistencia técnica y la entrega de piezas de repuesto.

XO FLOW è costruito in acciaio, alluminio fuso e materiali di alta qualità.

È progettato per durare 20 anni.

Il design digitale e modulare consente di aggiornare i componenti software e hardware.

Per tutta la durata del ciclo di vita, garantiamo l'assistenza tecnica e la consegna dei pezzi di ricambio.

XO FLOW er produceret i stål, støbt aluminium og materialer i høj kvalitet.

Den er konstrueret til at holde i 20 år.

Det digitale og modulære design gør det muligt at opgradere software- og hardwarekomponenter.

I hele levetiden garanterer vi teknisk support og levering af reservedele.



HIGH UPTIME

We have designed the unit with independent instrument modules, diaphragm-separated solenoid valves and water lines protected against limescale build-up.

Your guarantee for high uptime.

Wir haben die Einheit mit unabhängigen Instrumentenmodulen, membrangetrennten Magnetventilen und gegen Kalkablagerungen geschützten Wasserleitungen konzipiert.

Ihre Garantie für eine hohe Betriebszeit.

Nous avons conçu l'unité avec des modules d'instruments indépendants, des électrovannes séparées par un diaphragme et des conduites d'eau protégées contre l'accumulation de calcaire.

Votre garantie pour un temps de fonctionnement élevé.

Hemos diseñado la unidad con módulos instrumentos independientes, electroválvulas separadas por diafragma y conductos de agua protegidos contra la acumulación de cal.


Su garantía de un elevado tiempo de actividad.


Abbiamo progettato il riunito con moduli strumento indipendenti, elettrovalvole separate da diaframma e linee d'acqua protette dall'accumulo di calcare.

La sua garanzia per un elevato uptime.

Vi har designet unitten med uafhængige instrumentmoduler, membranseparerede magnetventiler og vandledninger, der er beskyttet mod kalkaflejringer.

Din garanti for høj opetid.





The dental industry is undergoing significant change as practices become larger with many – often part-time – employees.

Practitioners are requesting connectivity solutions with integration of the units with software applications.

Finally, health authorities are demanding more standardization and documentation of, for example, infection control procedures.

Die Dentalbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, da die Zahnarztpraxen immer größer werden und viele Mitarbeiter – oft in Teilzeit – beschäftigt sind.

Praktiker fragen nach Konnektivitätslösungen mit Integration der Einheiten in Softwareanwendungen.

Und schließlich fordern die Gesundheitsbehörden eine stärkere Standardisierung und Dokumentation, z. B. von Verfahren zur Infektionskontrolle.

Le cabinet dentaire est en pleine mutation, les cabinets devenant plus grands et employant de nombreux salariés, souvent à temps partiel.

Les praticiens demandent des solutions de connectivité avec intégration des unités aux applications logicielles.

Enfin, les autorités sanitaires exigent davantage de normalisation et de documentation, par exemple en ce qui concerne les procédures de contrôle des infections.

NEW TRENDS

La industria dental está experimentando un cambio significativo a medida que las clínicas se hacen más grandes y cuentan con muchos empleados, a menudo a tiempo parcial.

Los profesionales requieren soluciones de conectividad con integración de las unidades con aplicaciones informáticas.

Por último, las autoridades sanitarias exigen una mayor estandarización y documentación de, por ejemplo, los procedimientos de control de infecciones.

Il settore dentale sta subendo un cambiamento significativo, in quanto gli studi odontoiatrici diventano più grandi e con molti dipendenti, spesso part-time.

I professionisti richiedono riuniti connessi con le applicazioni software.

Infine, le autorità sanitarie richiedono una maggiore standardizzazione e documentazione, ad esempio delle procedure di controllo delle infezioni.

Tandlægebranchen undergår store forandringer i takt med, at klinikkerne bliver større med mange – ofte deltidsansatte – medarbejdere.

Behandlerne efterspørger connectivity-løsninger med integration af unitterne med softwareapplikationer.

Endelig kræver sundhedsmyndighederne mere standardisering og dokumentation af fx infektionshygiejneprocudurer.

ADVANCED MULTI-USER DENTISTRY



To cater for the new trends, XO FLOW is available in an advanced multi-user version including the Navigator and software options featuring an intelligent user interface with XO dental apps and instrument presets.

The apps are used to set up and control the unit and to integrate with clinic software applications.

Presets make it easy to select ideal settings for a specific procedure with a single tap.

Um den neuen Trends gerecht zu werden, ist XO FLOW in einer fortschrittlichen Mehrbenutzerversion erhältlich, die den Navigator und Softwareoptionen mit einer intelligenten Benutzeroberfläche mit XO Dental-Apps und Voreinstellungen für Instrumente umfasst.

Die Apps dienen zum Einrichten und Steuern der Einheit und zur Integration mit Kliniksoftware-Anwendungen.

Mit den Voreinstellungen können Sie mit einem einzigen Tap die idealen Einstellungen für ein bestimmtes Verfahren auswählen.

Pour répondre aux nouvelles tendances, XO FLOW est disponible dans une version multi-utilisateurs avancée comprenant le Navigator et des options logicielles dotées d'une interface utilisateur intelligente avec des applications dentaires XO et des préséglages d'instruments.

Les applications permettent de configurer et de contrôler l'unit et de l'intégrer aux applications logicielles de la clinique.

Les préséglages facilitent la sélection des réglages idéaux pour une procédure spécifique en un seul touché.

Para adaptarse a las nuevas tendencias, XO FLOW está disponible en una versión avanzada multiusuario que incluye el Navigator y opciones de software con una interfaz de usuario inteligente con aplicaciones dentales XO y presets de instrumentos.

Las aplicaciones sirven para configurar y controlar la unidad y para integrarla con las aplicaciones de software de la clínica.

Los presets facilitan la selección de los ajustes ideales para un procedimiento específico con un solo toque.

Per soddisfare le nuove tendenze, XO FLOW è disponibile in una versione multiutente avanzata che include il Navigator e opzioni software con un'interfaccia utente intelligente con le applicazioni dentali XO e gli strumenti preimpostati.

Le applicazioni vengono utilizzate per impostare e controllare il riunito e per integrarsi con le applicazioni software della clinica.

I protocolli preconfigurati facilitano la selezione delle impostazioni ideali per una procedura specifica con un solo tocco.

For at imødekomme de nye trends leveres XO FLOW i en avanceret flerbrugerversion med Navigator og software options inklusiv en intelligent brugergrænseflade med XO dental apps og instrument presets.

Apps bruges til at indstille og styre uniten og til at integrere med klinikkens softwareapplikationer.

Presets gør det nemt at vælge de ideelle indstillinger til en bestemt procedure med et enkelt tryk.

ALWAYS IDEAL INSTRUMENT SETTINGS

In the advanced configuration XO FLOW enables working with instrument presets that allow you – with just one tap – to select ideal instrument settings for a specific procedure.

You and your assistant will also be informed about the optimal choice of e.g. contra-angles and burs.

Create your own presets or work with the default presets provided.

Dans la configuration avancée, XO FLOW permet de travailler avec des pré réglages d'instruments qui vous permettent – en un seul touché – de sélectionner les réglages d'instruments idéaux pour une procédure spécifique.

Vous et votre assistant serez également informés du choix optimal des contre-angles et des fraises, par exemple.

Créez vos propres pré réglages ou utilisez les pré réglages fournis par défaut.

Nella configurazione avanzata XO FLOW consente di lavorare con preimpostati di strumenti che le permettono, con un solo tocco, di selezionare le impostazioni ideali dello strumento per una procedura specifica.

Lei e il suo assistente sarete anche informati sulla scelta ottimale, ad esempio, di contrangoli e frese.

Può creare i suoi preset personali o lavorare con i preset predefiniti forniti.

In der erweiterten Konfiguration ermöglicht XO FLOW die Arbeit mit Voreinstellungen für Instrumente, mit denen Sie – mit nur einem Tap – die idealen Instrumenteneinstellungen für ein bestimmtes Verfahren auswählen können.

Sie und Ihre Assistenz werden auch über die optimale Auswahl von z.B. Winkelstücken und Bohrern informiert.

Erstellen Sie Ihre eigenen Voreinstellungen oder arbeiten Sie mit den mitgelieferten Standardvoreinstellungen.

En la configuración avanzada XO FLOW permite trabajar con presets de instrumentos que le permiten – con un solo toque – seleccionar los ajustes ideales de los instrumentos para un procedimiento específico.


Usted y su asistente también recibirán información sobre la elección óptima de, por ejemplo, contra-ángulos y fresas.

Cree sus propios preajustes o trabaje con los preajustes por defecto proporcionados.

I den avancerede konfiguration gør XO FLOW det muligt at arbejde med instrument presets, så du – med et enkelt tryk – vælger de ideelle instrumentindstillinger til en bestemt procedure.

Du og din assistent vil også blive informeret om det optimale valg af fx vinkelstykker og bor.

Opret dine egne presets, eller arbejd med de leverede standardindstillinger.





XO FLOW

RECIPROCATING ENDO

CA ENDO
WaveOne®

XO ODONT

POS

POS 1

ENTRY

RECIPROCATING
ENDO

ROTATING
ENDO

ACRYLIC

CANAL OPENING

FINISHING

POLISHING/
CLEANING

PREPARATION

EXCAVATION

▶▶▶

XO DENTAL APPS

In a fully configured XO FLOW these XO dental apps are available:

- **Remote desktop apps** (☒) for managing software running on remote computers – e.g. intraoral scanners and practice management systems
- **Web apps** (☁) for accessing and managing web-based software solutions – e.g. Netflix and practice management systems
- **Unit apps** for setting up and managing the unit, handling images/videos and sending e-mails etc.

En un XO FLOW totalmente configurado están disponibles estas aplicaciones dentales de XO:

- **Aplicaciones de Escritorio remoto** (☒) para gestionar software que se ejecuta en ordenadores remotos, como por ejemplo escáneres intraorales y sistemas de gestión de consulta
- **Aplicaciones Web** (☁) para acceder y gestionar soluciones de software basadas en web, como por ejemplo, Netflix y sistemas de gestión de consulta
- **Aplicaciones de Unidad** para configurar y gestionar la unidad, manejar imágenes/vídeos y enviar correos electrónicos, etc.

In einem vollständig konfigurierten XO FLOW sind diese XO Dental-Apps verfügbar:

- **Remote Desktop-Apps** (☒) zur Verwaltung von Software, die auf entfernten Computern läuft – wie zum Beispiel Intraoralscanner und Praxisverwaltungssysteme
- **Web-Apps** (☁) für den Zugriff auf und die Verwaltung von webbasierten Softwarelösungen – wie z.B. Netflix und Praxisverwaltungssysteme
- **Geräte-Apps** zum Einrichten und Verwalten der Einheit, zum Umgang mit Bildern/Videos und zum Versenden von E-Mails usw.

In una configurazione completa di XO FLOW sono disponibili queste applicazioni dentali XO:

- **Applicazioni per Desktop** (☒) remoto per la gestione di software in esecuzione su computer remoti, come ad esempio scanner intraorali e sistemi di gestione dello studio
- **Applicazione Web** (☁) per l'accesso e la gestione di soluzioni software basate sul web, come ad esempio i sistemi di gestione dello studio
- **Applicazioni del Riunito** per impostare e gestire il riunito, manigliare immagini/video e inviare e-mail, ecc.

Dans un XO FLOW entièrement configuré, ces applications dentaires XO sont disponibles :

- **Applications Bureau à distance** (☒) pour gérer les logiciels fonctionnant sur des ordinateurs distants – comme par exemple les scanners intra-oraux et les systèmes
- **Applications Web** (☁) pour accéder à des solutions logicielles basées sur le Web et les gérer, par exemple Netflix et les systèmes de gestion de cabinet
- **Les applications de l'Unit** permettant de configurer et de gérer l'unit, de manipuler des images/vidéos, d'envoyer des courriels, etc.

I en fuldt konfigureret XO FLOW er disse XO dental-apps tilgængelige:

- **Fjernskrivebords-apps** (☒) til styring af software, der kører på fjerncomputer – som fx intraorale scannere og patientjournalssystemer
- **Web-apps** (☁) for adgang til og styring af webbaserede softwareløsninger – som fx Netflix og patientjournalssystemer
- **Unit apps** til opsætning og styring af unitten, håndtering af billeder/videoer og afsendelse af e-mails osv.







Open an app from the Navigator home screen with one tap.

Öffnen Sie eine App vom Startbildschirm des Navigators aus mit einem Tap.

Ouvre une application depuis l'écran d'accueil du Navigator en un seul touché.




User settings




Select user




Status



Help



Mail



YouTube



Ergonomics guide




Netflix

Abra una aplicación desde la pantalla de inicio del Navigator con un solo toque.

Apra un'applicazione dalla schermata home di Navigator con un solo tocco.

Åbn en app fra Navigator hjemmeskærmen med ét tryk.



Allisone ☁




3Shape Trios 🖥



Web browser ☁




DEXIS ScanFlow 🖥



xo-care.com ☁



al dente 🖥



Invisalign® ☁



iTero Element™ Flex 🖥

INTEGRATION WITH INTRAORAL SCANNERS

With XO FLOW it is easy to integrate with and manage intraoral scanners directly from the Navigator.

You avoid investing in stand-alone digital devices and you get:

- Increased focus on the patient
- Healthy working postures
- Easier infection control
- More space in the treatment room

Avec XO FLOW, il est facile d'intégrer et de gérer les scanners intra-oraux directement à partir du Navigator.

Vous évitez d'investir dans des appareils numériques autonomes et vous obtenez :

- Plus d'attention portée au patient
- Postures de travail saines
- Contrôle des infections facilitées
- Plus d'espace dans la salle de traitement

Con XO FLOW è facile integrare e gestire gli scanner intraorali direttamente da Navigator.

Evita di investire in dispositivi digitali stand-alone e ottiene:

- Maggiore attenzione per il paziente
- Posture di lavoro sane
- Controllo delle infezioni più semplice
- Più spazio nella sala trattamenti

Mit XO FLOW ist es einfach, intraorale Scanner direkt vom Navigator aus zu integrieren und zu verwalten.

Sie vermeiden die Investition in zusätzliche, externe digitale Geräte und erhalten:

- Stärkere Konzentration auf den Patienten
- Gesunde Arbeitshaltungen
- Leichtere Infektionskontrolle
- Mehr Platz im Behandlungsraum

Con XO FLOW es fácil integrar y gestionar escáneres intraorales directamente desde el Navigator.


Evitará invertir en dispositivos digitales independientes y obtendrá:

- Mayor concentración en el paciente
- Posturas de trabajo saludables
- Control de infecciones más fácil
- Más espacio en la sala de curas

Med XO FLOW er det nemt at integrere med og styre intraorale scannere direkte fra Navigatoren.

Du undgår at investere i stand-alone digitale systemer, og du får:

- Øget fokus på patienten
- Sunde arbejdsstillinger
- Forenklet infektionshygiejne
- Mere plads i behandlingsrummet






Dr. Smith
Jane Doe 3/11/1970

01:46

3D images: 1423

3shape

INTRAORAL CAMERA AND APPS



The camera may be connected to the unit's internal computer and managed via the Camera app.

When you lift the camera forward, the live feed is shown on the Dashboard and on the Navigator.

Use the foot control and the Dashboard to handle the camera.

Export images and videos to a specified network drive and attach them to a patient file.

Die Kamera kann mit dem internen Computer der Einheit verbunden werden und über die Kamera-App verwaltet werden..

Wenn Sie die Kamera nach vorne heben, wird das Live-Bild auf dem Dashboard und dem Navigator angezeigt.

Verwenden Sie den Fußanlasser und das Dashboard, um die Kamera zu bedienen.

Exportieren Sie Bilder und Videos auf ein bestimmtes Netzlaufwerk und fügen Sie sie an eine Patientendatei an.

La caméra peut être connectée à l'ordinateur interne de l'unité et gérée via l'application Camera.

Lorsque vous soulevez la caméra vers l'avant, le flux en direct s'affiche sur le Dashboard et sur le Navigator.

Utilisez la pédale de commande et le Dashboard pour manipuler la caméra.

Exportez des images et des vidéos vers un fichier réseau spécifié et joignez-les à un dossier patient.



La cámara puede conectarse al ordenador interno de la unidad y gestionarse a través de la aplicación Cámara.

Cuando levanta la cámara hacia delante, la imagen en directo se muestra en el Dashboard y en el Navigator.

Utilice el pedal de control y el Dashboard para manejar la cámara.

Exporte imágenes y vídeos a una unidad de red especificada y adjúntelos al expediente de un paciente.



La camera può essere collegata al computer interno del riunito e gestita tramite l'applicazione Camera.

Quando solleva la camera in avanti, il feed live viene mostrato sulla Dashboard e sul Navigator.

Utilizzi il comando a piede e il Dashboard per manigliare la camera.

Esporta immagini e video in un'unità di rete specificata e li allega a un file paziente.

Kameraet kan kobles til unittens interne computer og styres via Kamera appen.

Når du løfter kameraet frem, vises live-feedet på Dashboardet og på Navigatoren.

Brug fodkontakten og Dashboardet til at styre kameraet.

Eksportér billeder og videoer til et specificeret netværksdrev, og føj dem til en patient i et patientjournalsystem.

XO CARE



MORE THAN 70 YEARS OF EXTRAORDINARY DENTISTRY

Ever since Verner Sørensen started the company in 1951, XO CARE has been committed to support dentists improve their professional life.

To this day, we remain pioneers in the design of EXTRAORDINARY dental equipment and instruments.

We develop and manufacture the XO products in a refurbished and top-modernized historic setting in Hørsholm, Denmark.

Both the second and third generation of the Sørensen family are still active in the company:

Kim Sørensen as CEO and Chief Designer

Peter Sørensen as CTO

Seit der Gründung des Unternehmens durch Verner Sørensen im Jahr 1951 hat sich XO CARE der Aufgabe verschrieben, Zahnmediziner bei der Verbesserung ihres Berufslebens zu unterstützen.

Bis heute sind wir Pioniere bei der Entwicklung von EXTRAORDINÄREN Dentalgeräten und -instrumenten.

Wir entwickeln und produzieren die XO-Produkte in einem renovierten und top-modernisierten historischen Rahmen in Hørsholm, Dänemark.

Sowohl die zweite als auch die dritte Generation der Familie Sørensen sind immer noch im Unternehmen aktiv:

Kim Sørensen als CEO und Chefdesigner

Peter Sørensen als CTO

Depuis que Verner Sørensen a créé la société en 1951, XO CARE s'est engagé à aider les dentistes à améliorer leur vie professionnelle.

Aujourd'hui encore, nous restons des pionniers dans la conception d'équipements et d'instruments dentaires EXTRAORDINAIRES.

Nous développons et fabriquons les produits XO dans un cadre historique rénové et modernisé à Hørsholm, au Danemark.

Les deuxième et troisième générations de la famille Sørensen sont toujours actives dans l'entreprise :

Kim Sørensen en tant que PDG et concepteur en chef

Peter Sørensen, directeur technique

Desde que Verner Sørensen fundó la empresa en 1951, XO CARE se ha comprometido a ayudar a los dentistas a mejorar su vida profesional.

A día de hoy, seguimos siendo pioneros en el diseño de aparatología dental e instrumentos EXTRAORDINARIOS.

Desarrollamos y fabricamos los productos XO en un entorno histórico renovado y modernizado al máximo en Hørsholm, Dinamarca.

Tanto la segunda como la tercera generación de la familia Sørensen siguen activas en la empresa:

Kim Sørensen como director general y diseñador jefe

Peter Sørensen como director técnico

Da quando Verner Sørensen ha fondato l'azienda nel 1951, XO CARE si è impegnata a sostenere i dentisti per migliorare la loro vita professionale.

Ad oggi, rimaniamo pionieri nella progettazione di attrezzature e strumenti dentali STRAORDINARI.

Sviluppiamo e produciamo i prodotti XO in un ambiente storico ristrutturato e modernizzato a Hørsholm, in Danimarca.

Sia la seconda che la terza generazione della famiglia Sørensen sono ancora attive nell'azienda:

Kim Sørensen come CEO e Chief Designer

Peter Sørensen come CTO

Lige siden Verner Sørensen startede virksomheden i 1951, har XO CARE været engageret i at hjælpe tandlæger med at forbedre deres professionelle liv.

Den dag i dag er vi stadig pionerer inden for design af EKSTRAORDINÆRT tandlægeudstyr og instrumenter.

Vi udvikler og fremstiller XO-produkterne i renoverede og topmoderniserede historiske rammer i Hørsholm.

Både anden og tredje generation af familien Sørensen er stadig aktive i virksomheden:

Kim Sørensen som CEO og chefdesigner

Peter Sørensen som CTO

DESIGN THINKING

At XO CARE we take pride in creating meaningful and extraordinary dentistry solutions. We do this by combining our expertise and innovative ideas with the latest technology.

Bei XO CARE sind wir stolz darauf, sinnvolle und außergewöhnliche Lösungen für die Zahnmedizin zu schaffen. Wir tun dies, indem wir unser Fachwissen und unsere innovativen Ideen mit der neuesten Technologie kombinieren.

Chez XO CARE, nous sommes fiers de créer des solutions de dentisterie significatives et extraordinaires. Pour ce faire, nous combinons notre expertise et nos idées novatrices avec les technologies les plus récentes.

En XO CARE nos enorgullecemos de crear soluciones odontológicas significativas y extraordinarias. Lo hacemos combinando nuestra experiencia y nuestras ideas innovadoras con la tecnología más avanzada.

In XO CARE siamo orgogliosi di creare soluzioni odontoiatriche significative e straordinarie. Lo facciamo combinando la nostra esperienza e le nostre idee innovative con la tecnologia più avanzata.

Hos XO CARE sætter vi en ære i at skabe meningsfulde og ekstraordinære tandbehandlingsløsninger. Det gør vi ved at kombinere vores ekspertise og innovative ideer med den nyeste teknologi.



The ID Prize
1980



The ID Prize
1982



The ID Prize
1986



The European
Community
Design Prize
1988



The Danish
Design Prize
2007



Red Dot Winner
2021
in category
"Medical
Devices
and
Technology"



Red Dot Winner
2021
in category
"Innovative
products"

C€ 2460

All rights reserved.

XO® and XO FLOW® are registered
trademarks.

© XO CARE A/S 2024.

XO FLOW is a combined unit and
patient chair which is to be used
by dentists and other qualified
personnel for prevention and
treatment of human teeth diseases.

Issued and pending patents.

See technical and legal product
details at xo-care.com.

Please note that not all the described
features are included in the standard
version of the XO FLOW unit.

Subject to change.

XO CARE A/S

Copenhagen

Berlin

Usserød Mølle
Håndværkersvinget 6
DK 2970 Hørsholm
Denmark
+45 70 20 55 11
info@xo-care.com
xo-care.com

