



LOUPES

Magnification Systems



LYNX

Highlight your craft

Lynx and Lynx Pro, a refined illumination experience, unmistakably DESIGN by Univet. Engineered for comfort, durability, and unmatched functionality, these models provide the ideal solution for professionals who seek precision without compromising on style or convenience.

Lynx e Lynx Pro, un'esperienza di illuminazione senza precedenti, il DESIGN inconfondibile di Univet. Progettati per garantire comfort, durata e funzionalità ineguagliabili, questi modelli rappresentano la soluzione ideale per i professionisti che cercano la precisione senza rinunciare allo stile o alla praticità.

CRI 90

COLOURS THAT YOU'VE NEVER SEEN

LYNX PRO provides a LED light at 5700 Kelvin, a 'cold white light' similar to natural daylight that optimises contrast and makes people more energised: it is the ideal light for dental and surgical fields, where accuracy and precision are vital.

LYNX PRO has a 90% Color Rendering Index (CRI-90), ensuring a light source that faithfully reveals objects' colours and optimum depth illumination.



CRI 90
EOS Next



CRI 70
Standard

LYNX PRO genera una luce LED a 5700 Kelvin, luce bianca fredda e quindi identificabile come luce naturale diurna, ideale per ambienti odontoiatrici e chirurgici dove la precisione è indispensabile.

L'illuminatore LYNX PRO lavora inoltre con un Indice di Resa Cromatica del 90% (CRI-90) garantendo una fedele riproduzione dell'intera gamma dei colori e un'illuminazione di profondità per evidenziare meticolosamente anche i minimi dettagli.



FREE YOUR HANDS WITH ALEXA VOICE CONTROL

Through integration with Amazon Alexa technology, Eos Next can be controlled remotely with voice control, allowing you to operate hands-free, aseptically.

Tramite l'integrazione con la tecnologia di Amazon Alexa, Eos Next è controllabile da remoto con comando vocale, consentendoti di operare a mani libere in modo asettico.



headlights

DETAILS

LYNX
headlights

FEATURES

Alexa voice control / Controllo vocale Alexa
Blue light compliant / Conforme ai limiti di emissioni di luce blu
Color temperature / Temperatura di colore: 5700 K
Brightness / Intensità luminosa: 50000 lux
Battery life at max brightness / Durata alla max intensità: 9 h
Headlight weight / Peso faretto: 15 g

SPOT SHAPE



Ø (cm)

lux

8,3

50000

ACCESSORIES INCLUDED

Universal magnetic adapter
UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Battery charger
Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

LYNX
PRO



Head

LIGHT

FEATURES

Blue light compliant / Conforme ai limiti di emissioni di luce blu
Color temperature / Temperatura di colore: 5700 K
Brightness / Intensità luminosa: 38000 lux
Battery life at max brightness / Durata alla max intensità: 18 h
Headlight weight / Peso faretto: 10,5 g

SPOT SHAPE



Ø (cm)	lux
10,5	38000

ACCESSORIES INCLUDED

Universal magnetic adapter
UV 525 nm composite filter

OPTIONAL

Battery charger
Custom magnetic adapter (only for Univet TTL Loupes)

LYNX

Head



UNIVET

www.univetloupes.com



UNIVET LOUPES Spa Via Giovanni Prati, 87 - 25086 Rezzato (BS) Italy +39 030 2499411 · info@univetloupes.com